



+7 (495) 605-35-07 info@lab-test.ru

ЛАБТЕСТ

## VCX 500/750

Артикул: **93200000**  
Производитель: **Sonics**



Ультразвуковые гомогенизаторы VCX 500 и VCX 750 мощностью 500 Вт и 750 Вт для обработки средних объемов от 250 мкл до 1 л с возможностью измерения температуры образца.

### Описание

Электропитание	VCX 500 - 500 Вт, VCX 750 - 750 Вт, 20 кГц
Обрабатываемый объем	250 мкл - 1 л
Размеры	235 x 190 x 340 мм
Вес	6.8 кг
Температурный зонд	до 100 °С
Таймер	1 сек - 10 ч
Питание	220 В, 50 Гц

Адрес: 123557, г. Москва, Б.Тишинский переулок, д.38, Телефон : +7 (495) 605-35-07  
Email: [info@lab-test.ru](mailto:info@lab-test.ru) [service@lab-test.ru](mailto:service@lab-test.ru) Факс : +7 (495) 605-35-07